

Mdt. Domenico Cascione, USA



Corso teorico - pratico Diamart Implant Solution Art & Cad/Cam Technology

Stratificazione policromatica anteriore su zirconio inspired by nature

Obiettivo del corso è illustrare la realizzazione della Diamart Implant Solution con la relativa tecnica di stratificazione in ceramica. Diamart Implant Solution è una soluzione protesica alternativa per i restauri implantari. In questo corso il partecipante avrà la possibilità di acquisire la tecnica di stratificazione policromatica limitata solo alla parte vestibolare del manufatto in zirconio inspired by nature. Una stratificazione di sei elementi anteriori su impianti con la rispettiva ceramica gengivale sarà effettuata su zirconio con la tecnica Diamart Implant Solution. Protocollo specifico nel trattamento dello zirconio documentato da ricerca universitaria e casi clinici.

Parte Teorica - Pratica • Relatore

- Illustrazione di casi clinici implantari complessi con l'ausilio di diapositive
- Realizzazione del prototipo in resina PMMA CAD/CAM
- Dal prototipo in resina PMMA alla realizzazione della barra implantare Diamart Implant Solution
- Scansione della barra con l'ausilio di software CAD e creazione STL file
- Realizzazione della sovrastruttura in zirconio avvitato sulla barra in titanio con l'utilizzo di un CAD software



21 - 22 ottobre 2015

Sede corso:

Siced

Via Europa 46

25062 Concesio (BS)

siced-dl@libero.it

www.siced.info

Informazioni ed iscrizioni:

Massimo Reina

+39 393 3355466

rm@biotechitaly.com

BIOTECH

Iceberg
CAD/CAM & MILLING CENTER

- Considerazioni sulla colorazione interna dello zirconio prima della sinterizzazione
- Protocollo della cementazione adesiva finale con l'utilizzo di canule in titanio nella struttura in zirconio
- Supporto scientifico delle varie soluzioni protesiche su impianti

Parte Teorica - Pratica • Relatore/Partecipanti

- Trattamento termico del manufatto in zirconio prima della stratificazione con pigmenti inorganici
- Trattamento termico della manufatto in zirconio prima della stratificazione con pigmenti inorganici
- Stratificazione policromatica di sei elementi anteriori inspired by nature
- Estetica Rosa - Estetica Bianca
- Utilizzo appropriato della ceramica gengivale
- Colorazione interna con l'utilizzo del "Piccolo build up Master Kit"
- Tessitura e forma
- Tecnica di lucidatura superficiale del manufatto
- Discussione